TP 5^e : Mesures de masse et de volume 8 Janvier 2019

Partie 1 Masse de liquides

Doc.	1 Protocole expérimental		
	Poser une éprouvette graduée sur la balance ;	8)	Mettre 100 mL d'eau dans une fiole jaugée ;
2)	Faire la tare;	9)	Reposer l'éprouvette vide sur la balance ;
3)	Prendre le bécher d'huile;	10)	Faire la tare;
,	Verser 20 mL d'huile dans l'éprouvette;	11)	Verser 20 mL d'eau dans une éprouvette graduée ;
5)	Reposer l'éprouvette sur la balance ;	12)	Reposer l'éprouvette sur la balance;
6)	Lire la masse du volume d'huile;	13)	Lire la masse du volume d'eau;
7)	Verser l'huile dans un nouveau bécher ;	14)	Verser l'eau dans un bécher.
1 F	aire la liste du matériel nécessaire à l'expér		
2. F	aire l'expérience et noter les masses mesuré	es en	précisant l'unité utilisée.
3. Q	uelles observations peuvent être faites dans	s le b	écher à la fin de l'expérience.
4. R	deprésenter sur un schéma la mesure de 20	mL d	huile.
- 1			

Partie 2 Masse de solides

Doc. 2 Protocole expérimental
Pour chacun des cylindres fournis :
1) Mesurer sa masse;
2) Mesurer son volume.
1. Noter les masses mesurées pour chaque solide en précisant l'unité utilisée.
2. Noter les volumes mesurés pour chaque solide en précisant l'unité utilisée.
3. Représenter sur un schéma la mesure du volume d'un des solides.

Partie 3 Pour aller plus loin

Α.	Liquides
1.	Convertir 20 mL en cm^3 et en m^3 .
2.	Convertir les masses mesurées en kg
3.	Diviser la masse de chaque liquide en kg par son volume en m^3 .
4.	Faire le lien entre ces résultats et les observation faites à la Partie ${\bf 1}$.
в.	Solides
1.	Convertir au besoin les volumes mesurés en cm^3 et en m^3 .
2.	Convertir les masses mesurées en kg
3.	Diviser la masse de chaque liquide en kg par son volume en m^3 .